

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

paro[®] –
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

paro[®] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

www.paro.com

paro[®] – это где уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями. Результатом является уникальная система профилактики, не имеющая аналогов в других странах, включающая многочисленные продукты следующей направленности:



УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА

Зубные пасты и ополаскиватели
для полости рта



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Медицинские зубные щетки, зубные
щетки для детей, гидро-активная
звуковая зубная щетка



УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Межзубные щетки, палочки-щеточки,
зубочистки, межзубные ленты и флоссы

Здравствуйте

Мы рады представить Вам **paro**[®] – комплексную профилактическую систему по уходу за ротовой полостью, созданную в Швейцарии.

paro[®] – это собственная торговая марка швейцарской компании Esro AG, которая существует уже много лет и расположена в городе Кильхберге недалеко от Цюриха. Компания Esro AG была основана в 1969 году и специализируется на производстве продукции для ухода за полостью рта. Инновация, долговечность и забота – эти принципы составляют основу философии компании, и отражены во всей нашей продукции.

Вот уже более 35 лет **paro**[®] занимает достойное место на рынке продукции по гигиене полости рта и доступна во всем мире.

paro[®] Профилактическая система

paro[®] – это где уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями. Результатом является уникальная система профилактики, не имеющая аналогов в других странах, включающая многочисленные продукты следующей направленности:



УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, зубные щетки для детей, гидроактивная ультразвуковая зубная щетка



УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
Межзубные щетки, палочки-щеточки, зубочистки, межзубные ленты и флоссы

Инновации **paro**⁺

Наше внимание сосредоточено на Вас, как на потребителе. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами широкого спектра инноваций **paro**⁺ в сфере простого и эффективного ухода за ротовой полостью и профилактики, что включает:

- **paro**⁺ *sonic* – первая звуковая зубная щетка, которая позволяет комбинировать Ваш индивидуальный уход за межзубными промежутками с системой **paro**⁺ *isola F*. До 45,000 ударов в минуту.
- **paro**⁺ *3star*-технология – наш запатентованный «метод треугольника», согласно которому форма межзубных щеток соответствует анатомии межзубных промежутков. Для большего комфорта и повышенной эффективности очистки.
- **paro**⁺ *brush-stick* – наши пластиковые зубочистки с ворсистой поверхностью. Простые в использовании и высокоэффективные.
- **paro**⁺ *amin* – зубные пасты не содержащие SLS (лаурилсульфата натрия), специально произведены в Швейцарии на основе высококачественного аминфторида и антисептического компонента Пантенола. Они укрепляют зубную эмаль и улучшают микрофлору ротовой полости.
- **paro**⁺ *fluoride gels* – высококонцентрированные гели на основе аминфторида или фторида натрия с фруктовым или мятным ароматом. Высокоэффективные и с приятным вкусом.
- **paro**⁺ *isola*-технология – наша компания первой представила покрытие металлического стержня межзубных щеток. Защищает зубную эмаль и исключает гальванический эффект.

Мы приглашаем Вас узнать что происходит, когда уход за полостью рта встречается с швейцарскими инновациями – откройте для себя эксклюзивную продукцию **paro**⁺.

Искренне Ваши



Патрик Суттер
Генеральный директор /
Партнер Esro AG



Клаудио Хостеттлер
Директор по развитию
бизнеса / Партнер



paro® коллекция – преимущества и информация

paro® isola технология

Компания Esro AG – первый производитель, применивший пластиковое покрытие металлического стержня в производственном процессе.



Эта **paro® isola** технология запатентована и используется для изготовления всех типов межзубных щеток из коллекции **paro®**.

Межзубные щетки состоят из мягких ворсинок, закрепленных на тонком стержне, который покрыт защитной оболочкой. Благодаря этому высококачественному покрытию **paro® isola** исключается любое соприкосновение металла с зубными тканями, пломбами, коронками или мостами. Это предотвращает от повреждений и травм, а также от гальванического эффекта, который возникает в результате освобождения ионов биполярных элементов.

Рекомендации по использованию межзубных щеток

Как и при использовании любой системы очистки межзубных промежутков, чрезвычайно важно правильно подобрать размер щетки. Если щетка слишком маленькая, налет не будет полностью удален. Если диаметр слишком большой, он не будет соответствовать межзубным промежуткам и может травмировать десны.

С учетом различных требований, **paro®** предлагает широкий выбор межзубных щеток в разных диаметрах конической или клиновидной формы. Кроме щеток закругленной формы, **paro®** разработала технологию *3star*, для имитации анатомической формы межзубных промежутков, что позволило улучшить анатомическое соответствие и эффективность очистки (подробнее см. на стр. 6).



стандартный
ершик




paro® 3star grip

Универсальная и сменная система paro® isola F

Сменные щетки системы **paro® isola F** и **paro® isola 3star** совместимы с различными держателями и зубными щетками **paro®**. Благодаря продуманному и гигиеничному механизму, щетки легко заменять.

Этот механизм установки основан на принципе вставить и повернуть. Щетка надежно закреплена в держателе и может быть легко извлечена руками или при помощи гигиенического колпачка, который разработан как ключ. Приложите узкий конец колпачка к щетке, вставьте и поверните на 90 градусов.



paro® упаковка с выдвигающей крышкой

Большинство продукции **paro®** для ухода за межзубными промежутками поставляется в продуманных упаковках с выдвигающей крышкой. Для открытия упаковки, сдвиньте крышку одной рукой или просто снимите ее. Упаковка предназначена для многократного использования, чтобы уменьшить количество отходов.

Преимущества: легко носить
легко хранить
легко использовать





УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

- 06 | 07 **paro**[®] *3star grip* – межзубные щетки треугольной формы с держателем или без
- 08 | 09 **paro**[®] *flexi grip* – межзубные щетки с держателем
- 10 | 11 **paro**[®] *isola F* – межзубные щетки и держатели для межзубных щеток
- 12 | 13 **paro**[®] *isola long* – межзубные щетки
- 14 | 15 **paro**[®] *brush-stick* – пластиковые зубочистки с ворсистым покрытием
- 16 | 17 **paro**[®] медицинские деревянные зубочистки
- 18 | 19 **paro**[®] межзубная лента и зубные флоссы



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

- 20 | 21 **paro**[®] *sonic* звуковая гидро-активная зубная щетка
- 22 | 23 **paro**[®] зубные щетки, щетки для очистки зубных протезов
- 24 | 25 **paro**[®] детские зубные щетки



УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

- 26 | 27 **paro**[®] зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации зубного налета
- 28 | 29 **paro**[®] гели на основе фторида
- 30 | 31 **paro**[®] поддержка продаж



МОИ КУБИКИ

«Он все понял: круглые кубики подходят к круглым отверстиям. А для треугольного отверстия нужна... треугольная форма! В игре это понятно. При уходе за моими зубами тоже!»

Кристина,
(Мама)




paro[®] 3star межзубные щетки

Новое поколение межзубных щеток. *paro*[®] 3star треугольной формы. Эта щетки разработаны таким образом чтобы соответствовать анатомической форме межзубных промежутков.

paro[®] 3star межзубные щетки обладают более высокой очищающей эффективностью по сравнению с межзубными щетками круглой формы.

Кроме того, межзубные щетки треугольной формы легче проникают в межзубные промежутки.

paro[®] 3star межзубные щетки доступны в удобном варианте с держателем или как сменные насадки *paro*[®] *isola* 3star для использования с разными держателями.



стандартная
щетка



paro[®] 3star grip

Ссылки:

Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dörfer, University of Heidelberg, Germany
Thomas Gaberthüel, Dr. med. dent. SSO, Switzerland



Арт. №	<i>paro</i> ® 3star grip – межзубные щетки треугольной формы с держателем
1090	<i>paro</i> ® 3star grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.
1091	<i>paro</i> ® 3star grip – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, Ø 2.0 мм, 4 шт.
1092	<i>paro</i> ® 3star grip – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, Ø 2.6 мм, 4 шт.
1093	<i>paro</i> ® 3star grip – x-тонкие, синие, треугольной формы, Ø 3.5 мм, 4 шт.
1094	<i>paro</i> ® 3star grip – средние, зеленые, треугольной формы, Ø 4.5 мм, 4 шт.
1095	<i>paro</i> ® 3star grip – крупные, фиолетовые, треугольной формы, Ø 7.0 мм, 4 шт.
	<i>paro</i> ® iso 3star – межзубные щетки треугольной формы, сменные насадки
1051	<i>paro</i> ® iso 3star – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, Ø 2.0 мм, 5 шт.
1052	<i>paro</i> ® iso 3star – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, Ø 2.6 мм, 5 шт.
1053	<i>paro</i> ® iso 3star – x-тонкие, синие, треугольной формы, Ø 3.5 мм, 5 шт.



МОЕ ЭКСТРЕННОЕ СРЕДСТВО

«Подъем. Отправление. Остановка. Доставка. Если не хочешь терять время, нужно что-то с держателем и удобное в использовании. При моем уходе за зубами все точно так же!»

Фабио,
(Служба доставки)

paro[®] flexi grip межзубные щетки

paro[®] flexi grip межзубные щетки полностью готовы к использованию. Мягкая, круглая резиновая ручка позволяет идеально удерживать ее двумя пальцами и упрощает введение щетки во все межзубные промежутки. Гибкая ручка приятная на ощупь.

paro[®] flexi grip межзубные щетки с защитным колпачком, идеальны для использования дома и в дороге. **paro**[®] flexi grip межзубные щетки также очень популярны для очищения ортодонтических конструкций, таких как брекететы, дуги и т.д.



1070

Арт. №	<i>paro flexi grip</i> – межзубные щетки с держателем
1070	<i>paro flexi grip</i> – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.
1072	<i>paro flexi grip</i> – xxxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.7 мм, 4 шт.
1073	<i>paro flexi grip</i> – xxx-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 4 шт.
1074	<i>paro flexi grip</i> – xx-тонкие, желтые, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 4 шт.
1071	<i>paro flexi grip</i> – x-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 4 шт.
1075	<i>paro flexi grip</i> – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 4 шт.
1077	<i>paro flexi grip</i> – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 4 шт.

**МОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО**

«Мой ящик с инструментами – это моя гордость и радость. С ним я могу решить любую проблему. Благодаря универсальности и системному подходу. Я люблю это! То же самое при моем уходе за зубами!»

Тим,
(Мастер на все руки)

paro® isola F-система**paro® isola F межзубные щетки**


Система **paro® isola F** – это самый широкий ассортимент межзубных щеток **paro®**. Большое разнообразие щеток конической и цилиндрической формы доступны в восьми различных диаметрах. Даже популярная монопучковая щетка **paro® interspace F** позволяет идеально очищать ортодонтические конструкции, такие как брекет, дуги и т.д. Также специальный вариант наших микро-щеток **paro® brush-stick, micro brush-stick F**, являются неотъемлемой частью системы **paro® isola F**, специально предназначенные для использования в системах с держателем.

В каждой упаковке межзубных щеток **paro® isola F** находится популярный **paro® handy-grip F** – компактный держатель и защитный колпачок который защищает щетку при перевозке и облегчает установку новых щеток на держатель.

paro® isola F-держатели

Обширный ассортимент системы **paro® isola F** продолжает усиливаться широким диапазоном держателей. Доступны как односторонние держатели (1040), так и двухсторонние (1003). Держатель **paro® handy-grip F** идеальный вариант для использования на ходу, поставляется в каждой упаковке.

Новая гидро-активная звуковая зубная щетка **paro® sonic (727)** повышает эффективность очистки межзубных промежутков благодаря силе звука. Так же, насадки **paro® isola F** можно легко установить на держатель для очистки межзубных промежутков зубной щетки **paro® sonic**.





Арт. №	paro® isola F – межзубные щетки
1048	paro® isola F – xxx-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 1.7 мм, 5 шт.
1043	paro® isola F – xxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 5 шт.
1044	paro® isola F – xx-тонкие, желтые, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 5 шт.
1041	paro® isola F – x-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 5 шт.
1042	paro® isola F – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 5 шт.
1047	paro® isola F – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 5 шт.
1049	paro® isola F – x-тонкие, синие, конической формы, Ø 1.9/5.0 мм, 5 шт.
1046	paro® isola F – тонкие, красные, конической формы, Ø 3.0/7.0 мм, 5 шт.
1060	paro® micro brush-stick F – микро-щетки с ворсистым покрытием, 5 шт.
1013	paro® interspace brush F – мягкие, сменные насадки, 6 шт.
	paro® isola F – держатели для межзубных щеток
1003	paro® interspace brush F – двухсторонний держатель с 2 щетками, каждая под разным углом
1040	paro® interdental set F – набор с 2 межзубными щетками
727	paro® sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка – см. стр. 20-21
708-744	paro® зубные щетки – см. стр. 22-23



МОЙ ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ

«Я не доверяю новомодным штучкам. Ни модная сковородка, ни стильный нож не сделают ваше блюдо вкуснее. Любой, у кого есть опыт, полагается на проверенные методы. Также я делаю при моем уходе за зубами!»

Элла,
(Шеф-повар)




paro[®] *isola long*

длинные межзубные щетки

Межзубные щетки являются идеальным средством очистки межзубных промежутков. **paro**[®] *isola long* длинные межзубные щетки используются без ручки, нет необходимости в приобретении держателя. Благодаря удлинённому наконечнику щетки, фронтальные

и жевательные области зубов могут быть идеально очищены.

Длинный конец щетки может быть легко изогнут в нужную форму для удобства применения.



Арт. №	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – длинные межзубные щетки
1012	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – xxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 10 шт.
1014	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – xx-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 10 шт.
1016	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – x-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 10 шт.
1015	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – тонкие, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 10 шт.
1017	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 5 шт.
1018	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 10.0 мм, 5 шт.
1010	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – x-тонкие, синие, конической формы, Ø 2.0/6.0 мм, 10 шт.
1011	<i>paro</i> [®] <i>isola long</i> – средние, зеленые, конической формы, Ø 4.0/9.0 мм, 5 шт.



МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

«Я очарован любой идеей, которая выходит за стандартные рамки. Например сделать зубочистку, которая одновременно является мини-зубной щеткой. Ведь сначала это нужно придумать. Я использую их для ежедневного ухода за ротовой полостью!»

Бертран,
(Архитектор)

paro[®] *brush-sticks* зубочистки с ворсистым покрытием

Тщательное очищение и одновременный массаж делают **paro**[®] *brush-sticks* превосходным выбором для лечения и профилактики воспаления десен. **paro**[®] *brush-sticks* запатентованы на международном уровне. Это технология космической эры в области гигиены полости рта.

Наша футуристическая зубочистка заимствовала форму и легкость в использовании от ее деревянного предшественника. Но на этом сходства заканчиваются, так как **paro**[®] *brush-sticks* имеют пластиковую основу, покрытую специальными ворсинками. Это дополнительное покрытие не только приятно в использовании, но и обеспечивает более полное и тщательное

удаление бактериального налета.

Их очень тонкая форма, чрезвычайно гибкая, что способствует доступу практически к каждому межзубному промежутку.

paro[®] *brush-sticks* предназначены для многократного использования и благодаря защитному колпачку их идеально использовать в дороге.

paro[®] *micro brush-sticks F* имеют такие же отличные свойства, как и **paro**[®] *micro brush-sticks*, но меньше по размеру и подходят ко всем держателям **paro**[®] *isola F*, включая разные **paro**[®] зубные щетки и гидроактивную звуковую зубную щетку **paro**[®] *sonic*. Идеально подходят для задних зубов.



1061



1060



1062



Арт. №	<i>paro® brush-sticks</i> – пластиковые зубочистки с ворсистым покрытием
1061	<i>paro® brush-sticks</i> – с ворсистым покрытием, 10 шт.
1060	<i>paro® micro brush-sticks</i> – для держателя <i>paro® isola F</i> см. стр. 10-11
1062	<i>paro® brush-sticks</i> – пакетик с образцом



МОЙ ЧЕМПИОН МИРА

«Я лучше всех рублю дрова в нашей команде. Так говорят другие. Также как чемпион мира? Этого я сказать не могу. Мои зубочистки лучшие в мире, это я чувствую каждый день при уходе за ротовой полостью!»

Питер,
(Дровосек)



paro[®] медицинские деревянные зубочистки



Зубочистки особенно удобны для удаления застрявших частиц пищи, особенно из межзубных промежутков. При правильном использовании также может быть удален зубной налет. К тому же, осуществляется нежный массаж десен.

Благодаря треугольному профилю, **paro**[®] медицинские зубочистки идеально подходят для очищения широких межзубных промежутков.

Перед использованием увлажните зубочистку слюной, это смягчит ее и сделает более гибкой.

paro[®] медицинские зубочистки изготовлены из экологически чистой древесины липы, выращенной в Швеции.

paro[®] *micro-stick*

Благодаря микро-тонкой форме, которая обеспечивает оптимальный контакт между смежными поверхностями зубов, применять их комфортно даже в узких межзубных промежутках.

paro[®] *solidox*

Двухсторонние зубочистки среднего размера из натуральной древесины.

paro[®] *fresh-stick*

Освежающие зубочистки с мятым ароматом, которые оставляют приятное послевкусие.



1751




1750



1755



Арт. №	<i>paro</i> ® медицинские деревянные зубочистки
1751	<i>paro</i> ® <i>micro-stick</i> – ультра-тонкие, 96 шт.
1750	<i>paro</i> ® <i>solidox</i> – двухсторонние, 96 шт.
1755	<i>paro</i> ® <i>fresh-stick</i> – средние, с мятым вкусом, 96 шт.



МОЕ ВТОРОЕ «Я»

«Это мы одинаковые? Да у нас даже флоссы разные. Одна из нас любит мятный, другая нет. Одна пользуется пушистым флоссом, другая компактным. Но по магазинам мы ходим вместе!»

Лорен и Шарлотта,
(Близняшки)

paro® межзубная лента и зубные флоссы

paro® *brush'n floss*

Идеально подходит для очистки брекетов, мостов и широких межзубных промежутков. Благодаря уникальному компоненту – усиленному направителю и пушистому флоссу, Вы получите наилучшие результаты.

paro® *glide-tape*

Межзубная лента из тефлона зарекомендовала себя как отличное средство для гигиены ротовой полости. При ежедневном использовании удаляет зубной налет из узких межзубных промежутков, которые недоступны для других средств. Также, лента мягкая по ощущениям, не режет пальцы и не рвется.

paro® *travel-floss*

Это классический вощенный флосс. Поставляется в специально разработанной небольшой коробочке, идеально подходит для использования в дороге.

paro® *riser-floss*

Это медицинский зубной флосс, вощенный, фторированный и с мятным вкусом. Он тонкий перед применением и становится пушистым во время применения.

paro® *classic-floss*

Это вощенный, тонкий флосс, который легко скользит между зубами, и поэтому рекомендован для узких межзубных промежутков.

paro® *floss holder*

С держателем зубного флосса **paro**® *floss holder* использование зубного флосса покажется детской игрой. Это чрезвычайно эффективный инструмент для идеального эффекта очистки.

Все межзубные промежутки могут быть достигнуты без никаких трудностей. К тому же нет необходимости касаться флосса рукой, что гарантирует соблюдение высоких стандартов гигиены. Максимальная эффективность при низком расходе. Рекомендовано для использования с **paro**® *classic-floss* или **paro**® *riser-floss*.

1760



1765



1762



1764



1763



1766



Арт. № | **paro®** межзубная лента и зубные флоссы

1760 | **paro® brush'n floss** – зубной флосс и щетка, суперфлосс, 20x15 см

1762 | **paro® glide-tape** – тефлоновая лента, 20 м

1763 | **paro® travel-floss** – вощный, 15 м

1764 | **paro® riser-floss** – вощный, с мятой и фторидом, 50 м

1765 | **paro® floss holder** – держатель зубного флосса

1766 | **paro® classic-floss** – вощный, 50 м



МОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

«Кроме моей основной работы, я еще отвожу детей на тренировки, работаю по дому, встречаюсь с друзьями. И в какой-то момент нужно делать это все одновременно. Но у нас дома я далеко не одна такая. Спросите мою звуковую зубную щетку!»

Лариса,
(Мама)

paro[®] sonic гидро-активная звуковая зубная щетка

paro[®] sonic

Многофункциональная, гидро-активная, звуковая зубная щетка с дополнительной насадкой для очистки межзубных промежутков и мягкой щеткой Dual Clean с щетинками Kopex[®] тщательно очищает и защищает десны. Также рекомендуется для очистки имплантатов, коронок, мостов и ортодонтических брекетов.

Давление звуковых волн создает пульсацию жидкости, которая проникает даже в самые узкие межзубные промежутки. Частота до 45000 ударов в минуту удаляет зубной налет без применения дополнительного давления.

paro[®] dual-clean

Сменные щетки для очистки в режимах «ОБЫЧНЫЙ» и «ОТБЕЛИВАНИЕ». Микротонкие, конические щетинки с диаметром кончиков менее 0,02 мм, нежно, тщательно и безопасно очищают Ваши зубы.

paro[®] interdental-set

Набор для очистки межзубных промежутков в режиме «МЕЖЗУБНОЙ».

Ваш индивидуальный уход за межзубными промежутками в сочетании с **paro[®] sonic** звуковой зубной

щеткой. Благодаря инновационной технологии **paro[®] isola F**, Вы можете использовать и заменять свои индивидуальные межзубные щетки, на держателе для межзубных щеток **paro[®] sonic Interdental**.

Все, что вам понадобится при замене щетки, это новая межзубная щетка, а не новая насадка целиком.

3 режима очистки с эффектом памяти – до 45000 ударов в минуту:

НОРМАЛЬНЫЙ режим

Нежное гидро-активное звуковое очищение, идеально для ежедневного применения и для ухода за чувствительными шейками зубов и нежными деснами.

МЕЖЗУБНОЙ режим

Гибкое и индивидуальное межзубное очищение, также подходит для очистки ортодонтических приспособлений.

Режим ОТБЕЛИВАНИЯ

Активное очищение для интенсивного ухода за зубами в случае окрашивания и сильного налета на зубах.

Зубная щетка **paro[®] sonic** также оснащена квадрантным таймером и практичной функцией блокировки при путешествиях.

728



729



727



Art. №	paro[®] sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка
727	paro[®] sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка, набор
728	paro[®] sonic – Dual Clean сменные щетки, 2 шт.
729	paro[®] sonic – набор для очистки межзубных промежутков



МОЙ МАСТЕР ПОЛИРОВКИ

«Я не использую жесткие скребки! Здесь нужен тончайший шелк. А затем нежный массаж, пока все не засияет. Я говорю о моем ежедневном уходе за зубами!»

Адриано,
(Автокосметолог)

paro® зубные щетки

paro® classic зубные щетки

Тонкая шейка и уникальная длинная ручка гарантируют правильное позиционирование и использование международно-известной серии зубных щеток **paro®**:

paro® exS39 – при повышенной чувствительности зубов, с ультра-мягкими щетинками

paro® S43/M43 – компактная головка щетки, с мягкими или средней жесткости щетинками

paro® S27L/M27L – маленькая головка щетки, с мягкими или средней жесткости щетинками

paro® M27 – маленькая головка щетки, короткая ручка, щетинки средней жесткости

Идеально закругленная нейлоновая щетина позволяет интенсивно удалять налет и вместе с тем оберегать чувствительные десны. К ручкам зубных щеток можно присоединить эксклюзивные сменные насадки **paro® isola F** (см. стр. 10-11).

Теперь только с помощью одного инструмента можно очистить весь зубной ряд даже в труднодоступных местах, а также произвести массаж десен.

Клинически референсная щетка

Классические зубные щетки **paro®** в течении долгого времени являются эталоном в сравнении со всеми другими щетками, которые тестируются в Стоматологическом Университете Цюриха, Швейцария.

Стабильно высокое качество наших щеток, вот что делает их такими почитаемыми.

paro® medic

Создана на основе филамент-технологии; щетинки имеют коническую форму с тонкими, очень гибкими кончиками. Эти особенно мягкие и шелковые щетинки очень приятны при касании. Они способствуют тщательной, но нежной отчистке, особенно по линии десен, где преимущественно и образуется налет.

paro® superbrush

Очищает все три поверхности зуба одновременно. Простая в использовании, с доказанной высокой эффективностью. Рекомендована также в случаях, когда координация не позволяет правильно пользоваться щеткой.

paro® clinic denture brush

Предназначена для эффективной и бережной очистки зубных протезов. Дополнительная монопучковая щетка с плотными коническими щетинками для очищения межзубных промежутков и труднодоступных мест. Сочетание жестких и мягких щетинок в основной щетке способствуют оптимальной эффективности очистки. Эргономичная форма ручки дает дополнительный комфорт.



Держатель для установки сменных насадок **paro[®] isola F** (см. стр. 10-11).



В 4 раза больше щетинок, чем у обычных зубных щеток



ультрамягкие ультратонкие

Арт. №	paro[®] зубные щетки, разных цветов в ассортименте
920	paro[®] clinic denture brush – для зубных протезов, с двумя очищающими головками
724	paro[®] superbush – трехсторонняя
726	paro[®] medic – с щетинками конической формы
744	paro[®] M27 – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F
738	paro[®] M27L – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F
739	paro[®] S27L – мягкая, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F
708	paro[®] M43 – средняя, 4-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F
709	paro[®] S43 – мягкая, 4-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F
714	paro[®] exS39 – при повышенной чувствительности зубов, ультра-мягкая, 5-рядная, с монопучковой насадкой paro[®] interspace brush F



МОЙ СУПЕР-ГЕРОЙ

«Он всегда ждет меня в ванной. Мой лазерный меч, которым я могу прогнать всех чужаков с планеты Кариус. Это мне папа сказал!»

Джулиан,
(Исследователь мира)



paro[®] детские зубные щетки

paro[®] junior

Благодаря маленькой и специально закругленной головке щетки теперь даже самые труднодоступные места могут быть легко очищены. Закругленные щетинки мягко очищают зубы, в то же время защищая десны от повреждений. Эргономичная ручка изготовлена из нескользящего материала, также имеет элемент для большого пальца, для удобства применения. Эластичный элемент на шейке щетки предохраняет от слишком сильного нажатия.

paro[®] M27

Классическая детская зубная щетка **paro**[®] M27 рекомендована для детей до 6 лет.

К ручке зубной щетки **paro**[®] M27 можно присоединить эксклюзивные сменные насадки **paro**[®] *isola F*. Теперь только с помощью одного инструмента можно очистить весь зубной ряд, а также произвести массаж десен, даже в труднодоступных местах.

paro[®] ortho

Детская ортодонтическая зубная щетка, с V-образным вырезом, эффективна для очищения участков вокруг брекетов, дуг и других ортодонтических конструкций. Удобная ручка обеспечивает оптимальный контроль.




742



744



748



Арт. № | **paro**® детские зубные щетки, разных цветов в ассортименте

742 | **paro**® junior – мягкая, с гибкой шейкой

744 | **paro**® M27 – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой **paro**® interspace brush F

748 | **paro**® ortho – мягкая, для ухода за ортодонтическими конструкциями



МОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

«Высочайшее качество, совместимость, и только самые лучшие материалы для ухода за ротовой полостью – это как будто тебя вдруг взяли играть в высшую лигу. Назад ты уже просто не захочешь!»

Девид,
(Футболист)

paro[®] зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки

paro[®] dent

Ополаскиватель полости рта для профилактики кариеса, содержит комбинацию аминофторида и фторида натрия (0,025% F). Эти активные ингредиенты предотвращают возникновение кариеса, снижают образование зубных отложений, помогают предотвратить заболевания пародонта и придают свежесть дыханию.

paro[®] chlorhexidin

Ополаскиватель полости рта с хлоргексидином (0,12% CHX) дополняет ежедневную гигиену полости рта, не содержит спирт и красителей; придает свежесть дыханию.

Хлоргексидин – очень эффективное и хорошо задокументированное средство антибактериального действия. Оно подходит для дезинфекции полости рта и поддерживающей терапии десен, и предотвращает образование налета там, где это не может сделать зубная щетка и зубная паста.

paro[®] care

Шипучие таблетки с фторидом олова (0,1% F) для профилактики кариеса. Активный ингредиент – фторид олова, хорошо известное средство для лечения гиперчувствительности зубов и раздражения десен.

paro[®] plak

2-цветные таблетки для индикации зубного налета.

Состоят из сочетания пищевых красителей, которые вступают в реакцию с органическими элементами налета, тем самым окрашивая его; налет красного цвета: 0-3 дня, голубого цвета – более трех дней.

paro[®] amin

Высококачественный аминофторид (1250 ppm F) входящий в состав зубной пасты: предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налета. Зубная паста **paro**[®] amin не содержит SLS (лаурилсульфата натрия) и имеет освежающий мятный вкус. Содержит Пантенол, который укрепляет десна.

paro[®] amin kids

Высококачественный аминофторид (250 ppm F) входящий в состав детской зубной пасты: предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налета.

Зубная паста **paro**[®] amin kids не содержит SLS (лаурилсульфата натрия), имеет освежающий, умеренно мятный вкус.

paro[®] oolitt

paro[®] oolitt скребок для чистки языка предназначен для удаления бактериального налета с языка. Использование скребка предотвращает возникновение галитоза (запах изо рта) и способствует улучшению состояния зубов и десен.



2676



2694



2682



2667



2668



1210



1209



1208



1202



2689

Art. №	<i>paro</i> [®] зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации зубного налета
2676	<i>paro</i> [®] <i>dent</i> – ополаскиватель полости рта с аминофторидом 0.025 %, 250 ppm, 500 мл
2694	<i>paro</i> [®] <i>chlorhexidin</i> – ополаскиватель полости рта с хлоргексидином 0.12 %, 200 мл
2682	<i>paro</i> [®] <i>care</i> – шипучие таблетки с фторидом олова, антибактериальные, 20 шт.
2667	<i>paro</i> [®] <i>amin kids</i> – детская зубная паста на основе аминофторида 0.025 %, 250 ppm, 75 мл
2668	<i>paro</i> [®] <i>amin</i> – зубная паста на основе аминофторида 0.125 %, 1250 ppm, 75 мл
1210	<i>paro</i> [®] <i>plak</i> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 10 шт.
1209	<i>paro</i> [®] <i>plak</i> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/ синий, 100 шт.
1208	<i>paro</i> [®] <i>plak</i> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/ синий, 1000 шт.
1202	<i>paro</i> [®] <i>plak</i> – 2-цветные подушечки для индикации зубного налета, красный/ синий, 100 шт.
2689	<i>paro</i> [®] <i>oolitt</i> – скребок для чистки языка



МОЙ ЦИТ

«Обычной защиты мне недостаточно. Мне нужна оптимизированная защита чтобы я был защищен. То же самое при моем уходе за зубами!»

Марк,
(Хоккейный вратарь)

paro[®] гели с фторидом

paro[®] гели с фторидом – отличный выбор для оптимального фторирования зубной эмали. Высокая концентрация фторида повышает сопротивляемость кариесу. Применяйте *paro*[®] гели с фторидом раз в неделю, в дополнение к регулярной чистке зубов.

paro[®] fluor gel

Гель с фторидом натрия, мятный:
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm
Фторид: фторид натрия
Вкус: мятный
РН: 6.7-7.3 (нейтральный)

paro[®] amin fluor gel

Гель с аминоксидом, фруктовый:
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm
Фторид: аминоксид
Вкус: клубнично-апельсиновый
РН: 4.5-5.0 (немного кислый)

Гели с фторидом *paro*[®] из-за высокого содержания фторида доступны не во всех странах.



2651



2653



2677



2678

Арт. №	<i>paro</i> [®] гели с фторидом
2651	<i>paro</i> [®] fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 %, 12500 ppm, 25 г
2653	<i>paro</i> [®] fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 %, 12500 ppm, 200 мл
2677	<i>paro</i> [®] amin fluor gel – фруктовый, с аминофторидом 1.25 %, 12500 ppm, 25 г
2678	<i>paro</i> [®] amin fluor gel – фруктовый, с аминофторидом 1.25 %, 12500 ppm, 200 мл



paro® поддержка продаж



8663



8664



8662



8667

Арт. №	<i>paro</i> ® поддержка продаж
8663	<i>paro</i> ® презентационный чемодан, маленький – заполненный продукцией <i>paro</i> ®
8664	<i>paro</i> ® презентационный чемодан, большой – заполненный продукцией <i>paro</i> ®
8662	<i>paro</i> ® стенд Маттерхорн
8667	<i>paro</i> ® акриловый стенд – с металлическими держателями



paro[®] разработано и произведено

Esro AG
Dorfstrasse 143
CH-8802 Kilchberg
Switzerland

Telefon: +41 44 723 11 10
E-Mail: info@paro.com
Web: www.paro.com

Профилактическая продукция **paro**[®] рекомендуется стоматологами и доступна в стоматологических клиниках, аптеках и магазинах профилактики. Вы можете получить более подробную информацию о ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ-СИСТЕМЕ **paro**[®] у официального представителя компании:

SWISS+TRADE

ООО СВИСС-ТРЕЙД
Андрея Иванова 14,
01010, Киев,
Украина

Тел.: +38 044 492 68 00
Факс: +38 044 492 68 01
E-Mail: info@swisstrade.com.ua
Web: www.swisstrade.com.ua