

prooral



Професійний стаціонарний іригатор для ротової порожнини

Модель: 5102



ЗДОРОВ'Я ПОЧИНАЄТЬСЯ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ




ЕФЕКТИВНЕ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО НАЛЬОТУ

Видаляє бактерії з глибоких міжзубних проміжків та під лінією ясен, куди не досягає зубна щітка та зубна нитка



ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЯСЕН

Масажує та стимулює ясна, для покращення кровообігу і збереження сили і здоров'я ясен



НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ОЧИЩЕННЯ НАВКОЛО БРЕКЕТІВ

Ідеально підходить для очищення навколо імплантатів, зубних мостів, коронок і брекетів



БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА

При натисканні на кнопку насадка легко знімається та одягається; насадка обертається на 360° для легкого доступу до будь якої ділянки ротової порожнини; перемикач ввімкнення/вимкнення дозволяє легко призупиняти подачу води



МІСТКИЙ РЕЗЕРВУАР

Великий резервуар для води об'ємом 600 мл



Футляр для зберігання до **4** насадок

600 мл резервуар для води

Насадка легко знімається/одягається натисканням на кнопку

Зручна фіксація ручки за допомогою магніта

Багатофункціональний перемикач Натискання: ввімкнення/вимкнення

Обертання: регулювання тиску води



4 змінних насадок у комплекті

Насадка обертається на **360°** для легкого доступу до будь-якої ділянки ротової порожнини

Перемикач ввімкнення/вимкнення струменя води

100 см гнучкий шланг з харчового полімеру

У КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ:

- Базовий блок x 1 шт.
- Резервуар для води x 1 шт.
- Ручка x 1 шт.
- Насадка стандартна x 3 шт.
- Насадка шкребок для язика x 1 шт.
- Насадка пародонтологічна x 1 шт. (опціонально)
- Насадка ортодонтична x 1 шт. (опціонально)





3x
Стандартна
насадка



1x
Шкребок
для язика



Насадка
ортодонтична
(опціонально)



Насадка
пародонтологічна
(опціонально)



Змінні насадки



Стоматологи рекомендують:
Змінюйте насадки кожні 6 місяців



Насадка стандартна

Видаляє бактерії з глибоких міжзубних проміжків і уздовж лінії ясен. Масажує та стимулює ясна. Підходить для очищення ортодонтичних конструкцій.



Насадка для очищення язика

Призначена для видалення бактерій, залишків їжі і мертвих клітин з поверхні язика. Усуває одну з причин неприємного запаху з рота. Масажує та стимулює тканини язика.



Насадка пародонтологічна (опціонально)

Спеціальна насадка, розроблена для очищення під низьким тиском глибоких ясеневих кишень.



Насадка ортодонтична (опціонально)

Призначена для очищення ортодонтичних конструкцій, брекетів, мостів, коронок тощо. Клінічно доведена значно більша ефективність при очищенні брекетів у порівнянні з зубною ниткою.



Безступінчастий, регульований тиск води 30-110 APSI. Кожен член сім'ї може підібрати комфортний для себе режим.



Насадка обертається на 360° для легкого доступу до будь-якої ділянки ротової порожнини.



Автоматичне відключення після завершення 2-х хвилинного циклу. Ідеальна рекомендована стоматологами тривалість чищення зубів.



30-секундний інтервальний таймер нагадує Вам про перехід до наступного квадранту ротової порожнини.



Потужний пульсуючий струмінь – 1400 пульсацій за хвилину.



Великий резервуар для води на 600 мл; нема потреби у частій перезаправці.



Низький рівень шуму.



Універсальна напруга (100 – 240 В).

