

Ортодонтический набор SWISS CARE® Wax

Предназначен для гигиенического ухода при ортодонтическом лечении брекет-системой.

Состав:

- **paro**® S39 зубная щетка, мягкая, 5 рядов щетин, с монопучковой насадкой
- зубная паста **paro**® amin на основе аминфторида 1250 ppm, 75 мл
- ополаскиватель полости рта **paro**® dent с аминфторидом, 500 мл
- воск для брекетов **DenTek**, 7 г.
- межзубные щетки **paro**® isola f Ø 1.9/5 мм, 5 шт.
- косметичка

Памятка для пациента

Утром, вечером и после каждого приема пищи:

- Чистка зубов и брекетов щеткой **paro**® S39 и зубной пастой **paro**® amin.
- Очистка труднодоступных мест, а также ортодонтических конструкций при помощи монопучковой насадки зубной щетки **paro**® S39.
- Очистка ортодонтических конструкций с помощью межзубных щеток **paro**® isola f Ø 1.9/5 мм.
- Ополаскивание полости рта ополаскивателем **paro**® dent.
- Нанесение воска **DenTek** на брекеты по мере необходимости.


paro®
SWISS

DenTek

межзубные щетки
с держателем
и колпачком



воск для брекетов



зубная паста



ополаскиватель
полости рта



зубная щетка
с монопучковой насадкой



предложенные схемы гигиенического ухода основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной стоматологической федерации (FDI) и Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR)

SWISS+TRADE

ООО СВИСС-ТРЕЙД
01024, г. Киев,
ул. Большая Васильковская 41Б
Тел.: 0 800 500 362
info@swisstrade.com.ua
www.swisstrade.com.ua

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА



paro[®] DENT ополаскиватель содержит комбинацию аминифторида и фторида натрия, которые предотвращают возникновение кариеса, снижают образование зубных отложений, помогают предотвратить заболевания пародонта и придают свежесть дыханию. Не содержит алкоголь.

paro[®] AMIN Зубная паста на основе аминифторида, благодаря которому предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налета, а также предотвращает пародонтит. Для более надежной защиты десен содержит Пантенол.



Клинически референсная щетка
Зубные щетки **paro**[®] в течении долгого времени являются эталоном в сравнении со всеми другими щетками, которые тестируются в Стomatологическом Университете Цюриха, Швейцария.

Сменные насадки в серии **paro**[®] ISOLA F легко заменять. Узкий конец защитного колпачка выполнен в виде поворотного инструмента; поместите его над концом щетки, поверните на четверть оборота и выньте. Затем вставьте новую щетку в вырез в держателе и поверните на четверть оборота снова.

